

DEALER: These instructions MUST be given to the user of this product.

NOTE: Check ALL parts for shipping damage. If shipping damage is noted, DO NOT use. Contact carrier/dealer for further instruction.

⚠ WARNING

- Do not use this product or any available optional equipment without first completely reading and understanding these instructions and any additional instructional material such as owner's manuals, service manuals or instruction sheets supplied with this product or optional equipment. If you are unable to understand the warnings, cautions or instructions, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel before attempting to use this equipment - otherwise, injury or damage may occur.
- Check to make sure that the rubber tips on the leg extensions are not ripped, worn or missing. If necessary, replace all missing or damaged parts **BEFORE** using the Toilet Safety Frame.
- Users with limited physical capabilities should be supervised or assisted when using the Toilet Safety Frame.
- The Toilet Safety Frame is designed to provide support, increase stability and assist the end-user. The Toilet Safety Frame is **NOT** designed to support the total weight of an individual.
- **ALWAYS** observe the weight limit on the labeling of your product. Check that all labels are present and legible. Replace if necessary.

⚠ INSTALLATION WARNINGS

- Ensure that **ALL** hardware is tight at **ALL** times.
- Ensure snap buttons are fully protruding through the same adjustment hole before using. This ensures that the adjustable legs and arm supports are securely locked in position and engaged in the same adjustment hole for an even height and width adjustment.

⚠ ACCESSORIES WARNING

- Invacare products are specifically designed and manufactured for use in conjunction with Invacare accessories. Accessories designed by other manufacturers have not been tested by Invacare and are not recommended for use with Invacare products.

Installing the Toilet Safety Frame

NOTE: For this procedure, refer to FIGURE 1.

1. Remove the toilet seat and lid hardware from the toilet bowl.
2. Remove the toilet seat and lid.
3. Align the holes on the mounting bracket with holes on the toilet bowl.
4. Put the toilet seat and lid in place on top of the mounting bracket.
5. Attach toilet seat, lid and mounting bracket to the toilet. Tighten securely.

⚠ WARNING

Use the inner adjustment holes when attaching the arm supports to increase stability and balance, otherwise - injury or damage may occur.

6. On one arm support, press the snap button and insert the arm support into the mounting bracket. Slide the snap button to the inner adjustment hole.

NOTE: There will be an audible "click".

NOTE: Ensure that the snap button fully protrudes through the hole in the mounting bracket.

7. Repeat STEP 6 to install the opposite arm support.


8. Press the snap button and slide the leg extension up or down to the desired hole.

NOTE: Ensure that the snap button fully protrudes through the hole in the leg extension.

NOTE: There will be an audible "click".

9. Repeat STEP 8 to install or adjust the opposite leg extension.

NOTE: Make sure that the toilet safety frame sits level and is secure before use.



DETAIL "A" - TOILET SAFETY FRAME SHOWN IN PLACE



FIGURE 1 Installing the Toilet Safety Frame

For more information regarding Invacare products, parts, and services, please visit www.invacare.com

LIMITED WARRANTY

PLEASE NOTE: THE WARRANTY BELOW HAS BEEN DRAFTED TO COMPLY WITH FEDERAL LAW APPLICABLE TO PRODUCTS MANUFACTURED AFTER JULY 4, 1975.

This warranty is extended only to the original purchaser/user of our products.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other legal rights which vary from state to state.

Invacare warrants all this product to be free from defects in materials and workmanship for three years for the original purchaser. If within such warranty period any such product shall be proven to be defective, such product shall be repaired or replaced, at Invacare's option, with refurbished or new parts. This warranty does not include any labor or shipping charges incurred in replacement part installation or repair of any such product. any such product. Product repairs shall not extend this warranty - coverage for repaired product shall end when this limited warranty terminates. Invacare's sole obligation and your exclusive remedy under this warranty shall be limited to such repair and/or replacement.

For warranty service, please contact the dealer from whom you purchased your Invacare product. In the event you do not receive satisfactory warranty service, please write directly to Invacare at the address on the back cover. Provide dealer's name, address, model number, and the date of purchase, indicate nature of the defect and, if the product is serialized, indicate the serial number.

Invacare Corporation will issue a return authorization. The defective unit or parts must be returned for warranty inspection using the serial number, when applicable, as identification within thirty (30) days of return authorization date. **DO NOT** return products to our factory without our prior consent. **C.O.D.** shipments will be refused; please prepay shipping charges.

LIMITATIONS AND EXCLUSIONS: THE WARRANTY SHALL NOT APPLY TO PROBLEMS ARISING FROM NORMAL WEAR OR FAILURE TO ADHERE TO THE ENCLOSED INSTRUCTIONS. IN ADDITION, THE FOREGOING WARRANTY SHALL NOT APPLY TO SERIAL NUMBERED PRODUCTS IF THE SERIAL NUMBER HAS BEEN REMOVED OR DEFACED; PRODUCTS SUBJECTED TO NEGLIGENCE, ACCIDENT, IMPROPER OPERATION, MAINTENANCE OR STORAGE; OR PRODUCTS MODIFIED WITHOUT INVACARE'S EXPRESS WRITTEN CONSENT INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO: MODIFICATION THROUGH THE USE OF UNAUTHORIZED PARTS OR ATTACHMENTS; PRODUCTS DAMAGED BY REASON OF REPAIRS MADE TO ANY COMPONENT WITHOUT THE SPECIFIC CONSENT OF INVACARE; PRODUCTS DAMAGED BY CIRCUMSTANCES BEYOND INVACARE'S CONTROL; PRODUCTS REPAIRED BY ANYONE OTHER THAN AN INVACARE DEALER, SUCH EVALUATION SHALL BE SOLELY DETERMINED BY INVACARE.

THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS WARRANTIES, IF ANY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IT SHALL NOT EXTEND BEYOND THE DURATION OF THE EXPRESSED WARRANTY PROVIDED HEREIN AND THE REMEDY FOR VIOLATIONS OF ANY IMPLIED WARRANTY SHALL BE LIMITED TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT PURSUANT TO THE TERMS CONTAINED HEREIN. INVACARE SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES WHATSOEVER.

THIS WARRANTY SHALL BE EXTENDED TO COMPLY WITH STATE/PROVINCIAL LAWS AND REQUIREMENTS.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Yes, you can!

NEGOCIANT: Ces instructions doivent être données à l'utilisateur de ce produit.

REMARQUE: Vérifiez que TOUTES les pièces sont intactes à leur arrivée. Si elles sont endommagées, N'utilisez PAS ce matériel. Prenez contact avec le distributeur ou avec le transporteur pour obtenir les instructions appropriées.

⚠ AVERTISSEMENT

- **NE PAS** utiliser cet produit ou tout équipement facultatif disponible sans avoir d'abord lu et compris ces instructions. Si vous ne comprenez pas les avertissements, les notes attention ou les instructions, contacter un professionnel des soins de santé, un technicien ou un fournisseur avant d'installer cet équipement, sans quoi des blessures ou des dommages peuvent survenir.
- Le contrôle pour s'assurer que le caoutchouc se renverse sur les extensions de jambe ne sont pas déchiré, est porté ou manqué. Si nécessaire, remplacer tout manqué ou les parties endommagées **AVANT** utiliser le Cadre de Sécurité de Toilette.
- Les utilisateurs dont les capacités physiques sont restreintes doivent se servir du cadre d'appui sécuritaire pour la toilette sous supervision ou avec de l'aide.
- Le cadre d'appui sécuritaire pour la toilette est conçu pour assurer un support, améliorer la stabilité et aider l'utilisateur. Le cadre d'appui sécuritaire pour la toilette **N'EST PAS** conçu pour supporter tout le poids d'une personne.
- **TOUJOURS** observer le poids maximum sur l'étiqueter de votre produit. Vérifier que toutes étiquettes sont présentes et lisibles. Remplacer si nécessaire.

⚠ AVERTISSEMENTS D'INSTALLATION

- Garantir que **TOUT** matériel est tendu à tout instant.
- Garantir les boutons de fermoir dépassent entièrement par le même trou d'ajustement avant utiliser. Ceci garantit que les jambes ajustables et arme des soutiens sont assurément verrouillés en place et occupé dans le même trou d'ajustement pour une hauteur égaux et un ajustement de largeur.


⚠ LES ACCESSOIRES AVERTISSANT

- Les produits d'Invacare sont conçus en particulier et sont fabriqués pour l'usage conjointement avec les accessoires d'Invacare. Les accessoires conçus par les autres fabricants n'ont pas été essayés par Invacare et ne sont pas recommandés pour l'usage avec les produits d'Invacare.

Installer le Cadre D'appui Sécuritaire pour la Toilette

REMARQUE: Pour cette procédure, se référer à la FIGURE 1.

1. Enlever le siège de toilette et le matériel de couvercle du bol de toilette.
2. Enlever le siège de toilette et le couvercle.
3. Aligner les trous sur le crochet montant avec les trous sur le bol de toilette.
4. Mettre le siège de toilette et le couvercle à sa place sur le crochet montant.
5. Attacher le siège de toilette, le couvercle et monter mettent entre parenthèses à la toilette. Resserrer assurément.



⚠ AVERTISSEMENT

Utiliser les trous intérieurs d'ajustement en attachant les soutiens de bras pour augmenter la stabilité et l'équilibre, autrement - la blessure ou les dommages peuvent arriver.

6. Sur un soutien de bras, appuyer le bouton de fermoir et insérer le soutien de bras dans le crochet montant. Glisser le bouton de fermoir au trou d'ajustement intérieur.

REMARQUE: Il y aura un « clic » audible.

REMARQUE: Garantir que le bouton de fermoir dépasse entièrement par le trou dans le crochet montant.

7. Répéter l'ETAPE 6 installer le soutien de bras de contraire.
8. Appuyer le bouton de fermoir et glisser l'extension de jambe sur ou en bas au trou désiré.

REMARQUE: Garantir que le bouton de fermoir dépasse entièrement par le trou dans l'extension de jambe.

REMARQUE: Il y aura un « clic » audible.

9. Répéter l'ETAPE 8 installer ou ajuster l'extension de jambe opposée.

REMARQUE: S'assurer que le cadre de sécurité de toilette assied le niveau et est assuré avant l'usage.

DÉTAIL "A" - LE CADRE DE SÉCURITÉ DE TOILETTE MONTRÉ À SA PLACE



FIGURE 1 Installer le Cadre D'appui Sécuritaire pour la Toilette

Pour plus de renseignements concernant les produits, les pièces et les services Invacare, veuillez visiter www.invacare.com

GARANTIE LIMITÉE

Cette garantie est valable pour l'acheteur/utilisateur initial de nos produits seulement.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. D'autres droits variant d'un État à l'autre peuvent se rajouter.

Invacare garantit à l'acheteur d'origine que ses produits sont exempts de défaut de matière comme de main d'oeuvre pour une durée de trois ans. Si, durant cette période, ce produit devait s'avérer défectueux, ce dernier sera réparé ou remplacé, suivant le choix d'INVACARE. Cette garantie ne comprend aucun frais de main-d'oeuvre ou d'envoi relié au remplacement ou à la réparation de ce produit. La seule et unique obligation d'INVACARE se limite au remplacement et/ou à la réparation du produit. Pour le service, contacter le fournisseur qui vous a vendu le produit Invacare. Si vous n'obtenez pas un service satisfaisant, écrire directement à INVACARE à l'adresse indiquée à la dernière page. Fournir le nom du fournisseur, l'adresse, le numéro de modèle et la date d'achat, indiquer la nature du problème et, si le produit comporte un numéro de série, indiquer ce dernier.

Invacare émettra une autorisation de retour. L'unité ou les pièces défectueuses doivent être retournées pour vérification de garantie, en indiquant le numéro de série, s'il y a lieu, dans les trente (30) jours suivant la date de réception de l'autorisation de retour. **NE PAS** retourner un produit à l'usine sans d'abord avoir obtenu notre consentement. Les envois C.O.D. (payables sur réception) seront refusés. Veuillez payer à l'avance les frais d'envoi.

RESTRICTIONS: LA GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX PROBLÈMES DÉCOULANT DE L'USURE NORMALE, OU SI LES INSTRUCTIONS CI-INCLUSES N'ONT PAS ÉTÉ RESPECTÉES. DE PLUS, LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX PRODUITS DONT LE NUMÉRO DE SÉRIE A ÉTÉ EFFACÉ OU MODIFIÉ, AUX PRODUITS MAL ENTRETENUS, ACCIDENTÉS, INADÉQUATEMENT UTILISÉS, ENTRETENUS OU ENTREPOSÉS, AUX PRODUITS MODIFIÉS SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT D'INVACARE, INCLUANT, MAIS NE SE LIMITANT PAS À, LA MODIFICATION AVEC DES PIÈCES OU ACCESSOIRES NON AUTORISÉS, AUX PRODUITS ENDOMMAGÉS PAR DES RÉPARATIONS FAITES SANS L'APPROBATION D'INVACARE, OU AUX PRODUITS ENDOMMAGÉS DANS DES CIRCONSTANCES AU-DELÀ DU CONTRÔLE D'INVACARE, AUX PRODUITS RÉPARÉS PAR UNE PERSONNE AUTRE QU'UN FOURNISSEUR AUTORISÉ INVACARE, ET L'ÉVALUATION SERA FAITE PAR INVACARE.

LA PRÉSENTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES. LES GARANTIES IMPLICITES, S'IL Y A LIEU, INCLUANT LA GARANTIE DE COMMERCIALISATION ET D'AJUSTEMENT DANS UN BUT PARTICULIER, ET LE RECOURS POUR VIOLATION DE QUELCONQUE GARANTIE IMPLICITE DOIT SE LIMITER À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT DÉFECTUEUX CONFORMÉMENT AUX PRÉSENTS TERMES. L'APPLICATION DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE NE DOIT PAS SE PROLONGER AU-DELÀ DE LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. INVACARE NE SERA PAS TENU RESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGE-INTÉRÊT ACCESSOIRE OU INDIRECT.

CETTE GARANTIE DEVRA ÊTRE ÉLARGIE POUR RÉPONDRE AUX LOIS ET AUX RÈGLEMENTS DES ÉTATS (PROVINCES).

Invacare Corporation

www.invacare.com



USA
One Invacare Way
Elyria, Ohio USA
44036-2125
800-333-6900

Canada
570 Matheson Blvd E Unit 8
Mississauga Ontario
L4Z 4G4 Canada
800-668-5324

All rights reserved. Trademarks are identified by the symbols ™ and ®. All trademarks are owned by or licensed to Invacare Corporation or its subsidiaries unless otherwise noted.

© 2009 Invacare Corporation

Part No 1148125

Rev C - 10/09

Yes, you can.

