

TORBOT*

CONTINUING CARE

BURNS AND COMPRESSION GARMENTS

Donning Instructions

*Instrucciones para ponerse
el soporte*

Torbot Group, Inc.
Burns and Compression Garments

USA

The garment you have received has been prescribed by your medical advisor;

Following a burn injury more than 80% of third degree burns will develop hypertrophic scarring. The use of compression garments helps to reduce the amount of scarring resulting in a smoother appearance of the skin that is more flexible.

E

La ropa que usted ha recibido ha sido prescrita por su consejero medico;

Después de lesión de la quemadura más entonces el 80% de las terceras quemaduras del grado desarrollarán marcar con una cicatriz hipertrófico. El uso de la ropa de la compresión ayuda a reducir la cantidad de marcar con una cicatriz dando por resultado un aspecto más liso de la piel que es más flexible.

USA

For Vascular/Lymphedema conditions it has been designed specifically to provide compression therapy, conform anatomically, and allow freedom of movement while providing comfortable and therapeutic compression for the long term management of vascular and lymphedema conditions.

E




Para vascularLas condiciones de Lymphedema se ha diseñado específicamente para proporcionar terapia de la compresión, confórmese anatómico, y permita la libertad movimiento mientras que proporciona la compresión cómoda y terapéutica para la gerencia a largo plazo de las condiciones vasculares y de Lymphedema.

USA

Attention: If you experience severe discomfort, new sores, pain, or swelling after donning your garment - remove the garment immediately and contact your health care provider. Wearing a custom compression garment with open wounds should be discussed with your health care provider. Small unhealed areas or other open wounds should be covered with an appropriate dressing to prevent irritating the wound, and soiling the garment.

E

Si experimenta incomodidad severa, dolor inflamacion despues



USA

Hypertrophic scarring is an excessive overgrowth of dense collagen tissue, and often red, pink, or purple in appearance at the site of the healed skin defect.

E

Las cicatrices hipertroficas son de feo aspecto, con nudosidades, cavidades y otras formas poco esteticas.

Hypertrophic scarring comes from skin growing rapidly as it tries to heal.

Las cicatrices hipertroficas se producen por un crecimiento descontrolado de la piel durante la curacion.

The Burn pressure garment replaces the skin pressure which has been lost due to the burn. This pressure is needed to form a flatter, smoother scar.

El soporte Burn reemplaza la presión de la piel que se ha perdido debido a la quemadura. Esta presión es necesaria para que se forme una cicatriz suave y plana.

Once your body weight has stabilized, you will be measured for a Burn pressure garment that will be made especially for you.

Una vez que el peso de su cuerpo este estabilizado, le tomara medida para un soporte Burn que sera hecha especialmente para Ud.

USA

Vascular/Lymphedema conditions usually cause swelling in the affected limb.

E

VascularLas condiciones de Lymphedema causan generalmente la hinchazón en el miembro afectado.

Once your edema has stabilized, you will be measured for a pressure garment that will be made especially for you.

Una vez que el peso de su cuerpo este estabilizado, le tomara medida para un soporte que sera hecha especialmente para Ud.



USA

Your doctor and therapist will let you know when you should start wearing your pressure garment.

You must wear your Burn pressure garment daily for 24 hours per day for the time period your medical advisor thinks is necessary. For optimal wear time, two garments may be necessary — one to wash, one to wear. Remember to change and wash your supports daily.

Gloves and face mask may be removed while eating.

Remove your garment and launder per these donning instructions. Do NOT wear while bathing.

Garment is an open weave and does not provide protection from sun exposure.

Garments exposed to chlorinated water should be washed per the donning instructions as soon as possible.

No lo use durante el baño o la ducha.

No use la prenda al banarse. Si la usara para nadar use un protector solar.

E


Su medico ou terapeuta le indicaran cuando debe comenzar a usar su soporte. Esto sera cuando haya cerrado su herida, y despues de que los injertos de piel se hayan en sitio y creciendo.

Ud. debe llevar puesto su soporte a diario, durante las 24 horas, durante el tiempo que su medico o terapeuta lo consideren necesario. Para óptimo durabilidad, dos prendas puedan ser necesarias — una para lavar, y otra para llevar puesto. Recuerde de cambiarse el soporte, y lavarlo diariamente.


Los guantes y las mascararas pueden quitarse durante las comidas.

Knee Length Garment Without Zippers


1



2



3



USA

Check the label on your pressure garment for left or right. Starting with the garment inside out, tuck the foot portion inside up to the heel and hold it with both hands, seam facing down.

Stretch your garment as wide as possible and in one motion, pull it onto your foot. Put the heel pocket over the back of your heel.

Take hold of the fabric just past your toes always at the sides, never the seams.

E


Soportes hasta la rodilla sin cierre de cremalleras

Compruebe la etiqueta de su soporte para ver si corresponde al lado izquierdo o derecho. Empezee volviendo la prenda al revés, únicamente hasta el talón, (entrando hacia adentro la parte del pie) mientras la sostiene con ambas manos, con la costura hacia abajo.


Ensanche la prenda con ambas manos tanto como la sea posible, al tiempo que introduce el pie. Coloque el talón en su posición.

Para subirla estire por la zona lateral próxima a los dedos, todo el tiempo en los lados, nunca por las costuras.

4



5



6



7



USA

Pull it up over your foot past the ankle. It should now be right side out. Adjust the garment so that the heel is in place.

Adjust the toe area for comfort by pulling your garment toward your toes and releasing.

Now work it all the way to the knee — about 2" (5 cm) at a time — smoothing the creases as you go.

For knee length garments, the top band should reach within 1/2" (1.2 cm) of the bend of your knee. Remember, pull on the sides, never on the top or seams.

E


Continúe pasandola totalmente por el pie hasta alcanzar el tobillo. Ahora debe ser el lado derecho por fuera. Ajuste la prenda para que el talón quede en su sitio.

Para que los dedos del pie queden cómodos, estire del tejido en dirección a la punta, soltándolo para que se ajuste por sí solo.

A continuación vaya estirando en dirección a la rodilla, unos 2" (5 cm) cada vez, eliminando las arrugas al tiempo que va subiendo.


Para los soportes hasta la rodilla, la banda de la parte superior debe quedar situada a 1-2 cm de la doblez de la pierna. Recuerde, debe estirar siempre por los lados, nunca por la costura ni por la banda de la parte superior.

Knee Length Supports With Zippers



Check whether support is for left or right. Open the zipper completely.

Con cremallera Compruebe la etiqueta para saber si es de la pierna izquierda o derecha. Abra el cierre de la cremallera completamente.




Point your toes and slip your foot into the foot area. Place your thumb between the zipper and your leg to protect your skin.

Coloque la punta de los dedos y deslice el pie completamente dentro. Coloque el dedo pulgar entre el cierre de la cremallera y la pierna para proteger la piel.



Hold the zipper together with one hand approximately 4"-6" (10-15 cm) above the zipper tab.

Agarre el cierre de cremallera, con una mano aproximadamente 4"-6" (10-15 cm) arriba de la lengüeta del cierre.



Zip it closed, keeping the elastic backing between your skin and the zipper. Adjust any wrinkles or uncomfortable spots by gently pulling the fabric until the pressure is even.

Cierre completamente la cremallera, dejando el tejido elastico entre la piel y esta. Ajuste cualquier arruga, o zona que sea incomoda, estirando del tejido para que la presion se reparta.

Thigh Length Garment

Waist Height Maternity Garment




Start with the instructions for knee length (Fig. 1-7). Continue working your support up about 2" (5 cm) at a time.

Para soportes que llegan hasta el muslo
Seguir las instrucciones dadas anteriormente (del 1 a 7) continuando la colocacion y el ajuste por zonas de unos 2" (5 cm) de alto.




Stretch it evenly and fasten to a garter belt or girdle. If it is uncomfortable behind the knee, ease it down slightly from the knee until the pressure feels more even.

Estirar uniformemente hacia arriba y fijar a las ligas o faja. Si se nota incomodidad en la parte de atras de las rodillas, estire un poco el tejido para repartir la presion.



Start with the instructions for knee length garment (Fig. 1-7). Continue working it up to the middle of your thigh about 5 cm at a time.

Soporte hasta cintura y de maternidad
Seguir las instrucciones dadas anteriormente para (puntos del 1 a 7) continuando la colocacion hasta el muslo, ajustando, cada 5 cm.



Stand up. With both hands, grab a handful of fabric and pull it up to your waist.

En posicion de pie, con las dos manos estire el tejido hacia la cintura.

Waist Height Garment

16



17



18



USA

Fit it snugly but comfortably over the groin area.

Adjust your pressure garment so that it is snug at your midsection. This will keep it from sliding down. Pull the midsection to its proper height.

Slip your hands, palm out, into the back and lift the fabric up and away from your skin. Let it fall back to fit snugly over buttocks.

E

Estirándolo, colóquelo bien para que quede cómodo en el área de la ingle.

Ajustelo estirando para que quede bien adaptado en la zona sección media. Así evítara que se baje solo. Estire la sección media a su propio altura.

Deslice sus manos hacia adentro, con las palmas para afuera, en la parte de atrás del cuerpo, haciendo presión para separar el tejido de la piel. Al volver a su posición, el tejido se ajustara más comodamente en la zona de los glúteos.

Waist Height With Zipper

With Short Zipper



19



20



21



22

USA

(This garment may be difficult to put on alone. You may need help.) Follow the directions for zippered support (Fig. 8-11).

Stand up and continue to close zipper holding the zippered area together 4"-6" (10-15 cm) above the zipper tab. Adjust the leg along the inside over your groin and buttocks.

From this point, use the instructions for waist height supports without zipper (Fig. 14, 15,16) to ease your pressure garment comfortably into place. Adjust garment if necessary.

Follow the steps for putting on supports with zippers. (Fig. 8) Ease your foot through the entire length of the support. Refer to Fig. 15-17 to ease your pressure garment comfortably into place.

E

Para soportes hasta la cintura con cierre de cremallera

(Este soporte es de difícil colocación para una persona sola. Posiblemente se necesitara ayuda.) Siga las instrucciones de las Fig. 8 a 11.

En posición de pie, vaya cerrando la cremallera hacia arriba, manteniendo unidos los bordes de esta unos 4"-6" (10-15 cm) por encima del punto de cierre. Ajuste la pierna en el interior para que le sea cómodo tanto en la parte del ingle como en las nalgas.

A partir de este momento siga las instrucciones que se dieron para el soporte de cintura sin cierre de cremallera (Fig. 14 - 15 - 16) de forma que quede bien cómodo y ajustado en su lugar. Reajuste la prenda si fuera necesario.

Soporte hasta la cintura con cremalleras pequeñas
Siga las instrucciones para colocarse los soportes con cremallera, como en la Fig. 8 y continúe con los siguientes pasos. Acomode su pie entrando a lo largo del soporte. Referirse a las Fig. 15, 16 y 17 para que su le quede bien ajustado y confortable.

Vest: Sleeves Without Zippers



Always apply the garment on the more severe arm first. Refer to (Fig. 27) for sleeves. When sleeves are fitted into the axillae, close the Velcro brand closure or zipper. Adjust neck edge and waist for comfort.

Chalecos, mangas sin cremalleras

Coloque primero la prenda en el brazo que esta en peores condiciones (Referirse a Fig. 27 para las mangas). Cuando la manga esta bien situada en la axila, estire del chaleco alrededor del cuerpo del paciente. Cierre el "velcro" o la cremallera. Ajuste los bordes del cuello y de la cintura para que quede mas confortable.

Vest: Sleeves With Zippers




Refer to (Fig. 31-32). Do not close the zippers until the body is fitted. Position the body of the vest. Close the zippers in the sleeves and refer to (Fig. 29) for correct placement of optional pad.

Chalecos, mangas con cierra de cremallera

Vea las Fig. 31-32. No cierre las cremalleras de las mangas hasta que el cuerpo este bien situado. Antes de cerrar las cremalleras puede almahadillar si lo desea. (Ver fig. 29) Referirse a fig. 29 para el sitio correcto del relleno opcional.


Body Suits and Briefs



These styles must be stepped into as body opening runs from neck to just below waist. Adjust legs and lower body portion for comfort.

Soportes de cuerpo


Es necesario meterse dentro de estas prendas, cuya abertura va desde el cuello hasta mas abajo de la cintura. Debe ponerse por los pies, y cubre el tronco. Ajuste la parte inferior del cuerpo y las piernas, para mayor comodidad.



The sleeves are applied as sleeves with and without zippers (Refer to Fig. 27, 31 and 32). Close the body zipper and then the sleeve zippers. Adjust the leg and body for comfort.

Las mangas se colocan al igual que las otras, bien sean de cremalleras o sin ellas. (Vea las Fig. 27, 31 y 32). Cierre primero la cremallera del cuerpo y luego la de las mangas. Ajuste las piernas y el cuerpo para mayor comodidad.

Arm Sleeves



27

Slip your hand through the entire sleeve keeping the seam in line with your little finger. Ease the sleeve up your arm. The black dot indicates where your elbow should be. It may be helpful to brace your hand against a wall.

Soportas de brazo


Deslice su mano dentro de la manga completamente, haciendo que la costura quede en linea con el dedo meñique y estirando la manga brazo arriba. El punto negro indica el lugar donde debe quedar situado el codo. Este proceso se facilita apoyando la mano contra la pared.



28

If a gauntlet (fingerless glove) is attached, the seam should run from the palm of your hand, then curve over your elbow to your upper arm.

Si lleva guantelete (guante sin dedos). La costura debe ir desde la palma de la mano pasando por el codo, siguiendo hacia la parte alta del brazo.




29

Optional: Insert pad at bend of elbow for added comfort. Fold sleeve down to elbow. Tuck pad in at elbow for added comfort. Smooth the sleeve up over the pad and continue to ease it up the arm.

Opcional: coloque un relleno en el doblez del codo para mayor comodidad. Doble la manga hasta el codo. Coloque el relleno en el doblez del codo. Ajuste la manga sobre el relleno y continúe estirando la manga brazo arriba.

Arm Sleeves With Zippers

30



31



32



USA

Straps should be securely fastened.

(Assistance may be necessary). Open zipper fully. Place your fingers inside the sleeve at the "closed" end and stretch it as wide as possible. Slip the sleeve over the arm so that the black dot lies at the elbow. Refer to fig. 29 for correct placement of optional pad.

Close the zipper, holding the zipper together with one hand 4"-6" (10-15 cm) below the zipper tab. Be sure to keep the elastic backing between the skin and zipper. Continue down the arm to the wrist.

E


Las tiras de ajuste deben quedar bien aseguradas.

Soportes de brazo con cremallera
(Ayuda puede ser necesaria)
Abra el cierre de la cremallera completamente, agarre la manga con ambas manos por la parte que esta cerrada ensanchandola lo mas posible. Coloque la manga en el brazo, situando el punto negro en el codo y manteniendo la costura en linea con el dedo meñique. Referirse a fig. 29 para el sitio correcto del relleno opcional.

Cierra la cremallera, manteniendo unidos con una mano 4"-6" (10-15 cm) abajo del lengüeto del cierre. Asegurese que la parte trasera elastica separa la cremallera de la piel. Continue cerrandola por todo el brazo y hasta la muñeca.

Gloves

33



34



35



36



USA

Method 1: Turn glove inside out. Fold tips of fingers inside. Place tips of glove on fingers. Work fabric down until thumb tip is covered. Turn hand of glove right side out over fingers.

Method 2: Slip your hand through wrist of glove and into fingers.

Adjust the fingers by carefully pulling on the seams until the glove fits snugly into the web spaces between the fingers. Be sure the fabric is smoothed out evenly over the fingers and hand. Hold the hand up to the light. You should not be able to see light through the web space.

Close the zipper, if there is one.

E

Soportes de mano
Método 1: Voltee el guante al revés. Doble las puntas de los dedos hacia adentro. Coloque las puntas de los dedos del guante en sus dedos. Deslice el tejido hacia abajo hasta que la punta del pulgar quede cubierta. Voltee la mano del guante con el lado exterior hacia afuera sobre los dedos.

Metodo 2: Deslizar la mano por la muñeca del guante colocando los dedos.

Introducir los dedos poco a poco, estirando las costuras hasta que el guante quede debidamente ajustado en los espacios entre los dedos. Asegurese que no queden arrugas entre los dedos y la mano. Compruebe mirando contra una luz, que no queden espacios vacios en la base de entre los dedos.

Si su guante tiene cremallera, ciérrela.

Masks

Chin Strap

37




Open Velcro® brand closure. Hold chin in place with one hand, if you have assistance, or press chin against upper sternum. Gather fabric and stretch over head.

Mascaras

Es posible que necesite ayuda para la colocacion de estos soportes. Abra el Velcro. Mantenga la mascara con la barbilla, apoyandola contra la parte alta del esternon, o cogida con una mano si tiene ayuda de otra persona. Estirela para que cubra su cabeza.

38



Adjust the facial features. The face mask must have the fabric distributed to fit properly. Adjustments may be made by slipping fingers through openings and placing fabric where desired.

Ajuste la mascara a los rasgos faciales. Sus tensiones deben distribuirse igualmente para que ajuste adecuadamente.

39



Method 1: Follow directions for masks (Fig. 37 and 38).

Method 2: Close the neck portion around patient's neck. Pull head strap and back elastic over head. Refer to Fig. 38 to make adjustments.

Banda de barbilla

Metodo 1: Siga las instrucciones para la mascara, de la Fig. 37 y 38.

Metodo 2: Cíérrela alrededor del cuello del paciente. Estire la banda elastica hacia la cabeza. Referirse a la Fig. 38 para que los ajustes sean comodoss.

Wear and Care Instructions



Machine wash warm.
Separate light from dark colors.
Wash garments daily.

Instrucciones para la limpieza

Si lo lava en lavadora, use agua tibia. Separar colores oscuros y claros. Lavar separadamente.
Ropa de la colada diaria.



Your pressure garment may be dried flat, drip dried or tumble dried on low setting. Avoid direct sunlight and excessive heat.

Su soporte se puede secar sobre una superficie plana, por goteo o en secadora a un nivel bajo de calor. Evite exponerlo a la luz del sol directa y al calor excesivo.



Do not use chlorine bleach.
Do not iron.
Do not dry clean.
Use only water base moisturizers and lotions.

No use blanqueadores ni lejias.
No planchar.
No limpiar en seco.
Use solo aqua basada en humectantes y lociones.
Use solo humectantes y lociones basados en agua.

Fiber Content

Contraindications

USA

Your support(s) has been constructed from spandex and Nylon.

E

Contenido de Fibras: Su soporte esta hecho con Spandex y nylon.

Active Cellulitis, Arterial Ischemia, Cutaneous Infection, Diabetic Neuropathy, Arterial Insufficiency.

Infants and children may experience periods of rapid growth. Consult your health care provider if concerned garment is affecting growth, or if growth is affecting garment wearability.

Contraindicaciones:

Celulitis activa, isquemia arterial, infeccion cutanea, neuropatia diabetica, Insuficiencia Arterial.

Custom Warranty

Warranty in general

Torbot Group-Jobskin Division will replace pressure garments for workmanship (see Changes in Measurements below for clarification on fit), free of charge for 30 calendar days (Warranty Period) of being shipped from our Manufacturing facility.

If there is a problem, what happens?

As soon as a problem is identified and communicated to The Torbot Group, another garment will be manufactured at our discretion. If this is the case a replacement will be manufactured immediately. We will not wait until the problem garment is returned (unless the problem cannot be determined without seeing the garment).

Warranty Period Extension

The Warranty Period may be extended at the discretion and prior approval of Torbot Group.

Returning Garments

It is expected that any problem garment be returned to Torbot Group as soon as possible. Please provide as much information as possible so that we can conduct a full investigation. Without the return of the garment, it is difficult to determine the exact nature of the problem and find a remedy.

All returned garments must be clean/laundered to minimize any potential risk of infection. Torbot Group is unable to accept any garment that is not clean when returned and such garments may be destroyed immediately. Freight charges on authorized returns must be prepaid

Changes in Measurements

Please advise Torbot Group of any problems with fit within the Warranty Period.

If the measurement difference is of comparative significance, and/or outside of the Warranty Period, a replacement garment will generally be treated as a reorder. Please note that changes in measurements due to weight gain or loss are not replaced at no charge. Out of Warranty garments are treated on a case-specific basis.

Changes in Options

Should an option be omitted from the original order, Torbot Group will review the documentation and contact you to discuss an appropriate course of action.

In some instances it may not be possible to make the requested adjustment and Torbot Group will contact you to determine how to proceed. If an option is added during the warranty, we will charge only for the option, and not for the adjustment.

Changes in Style

If a new style from an original garment is requested, i.e., thigh high cut to a knee high, Torbot Group will make every effort to accommodate this requirement. However, no credit will be given for difference between the costs of the different styles.

Adjustments

If adjustments are required within the Warranty Period in order to achieve an improved fit, these adjustments will be done at no charge.

Any alterations made to the garment (by parties other than The Torbot Group), will, automatically void the Warranty.

Garantía de encargo de la ropa

Garantía en general

La División del Grupo-Jobskin de Torbot substituirá cualquier ropa de la presión del problema para el ajuste y la ejecución, gratuitamente, dentro de 30 días de calendario (Periodo de la Garantía) de ser enviado de nuestra facilidad de fabricación.

Si hay un problema, qué sucede?

Tan pronto como un problema se identifique y se comunique al grupo de Torbot, otra ropa será manufacturada en nuestra discreción. Si éste es el caso un reemplazo será fabricado inmediatamente. No esperaremos hasta que se vuelve la ropa del problema (a menos que el problema no puede ser determinado sin ver la ropa).

Extensión del Periodo de la garantía

El Periodo de la Garantía puede ser extendido en la discreción y la aprobación anterior del grupo de Torbot.

Ropa que vuelve

Se espera que cualquier ropa del problema esté vuelta al grupo de Torbot cuanto antes. Por favor proporcione tanta información como posible de modo que poder concluir un investigación completa. Sin la vuelta de la ropa, es difícil determinar la naturaleza exacta del problema y encontrar un remedio.

Todos los vuelta debe ser limpia/lavada planchada para reducir al minimo cualquier riesgo potencial de la infección. El Grupo de Torbot no puede aceptar cualquier ropa que no esté limpia cuando está vuelta y tal ropas se puede destruir inmediatamente. Las cargas de carga en vueltas autorizadas deben ser pagadas por adelantado.

Cambios en las Medidas

Por favor notificar inmediatamente a Torbot Group de algún problema en el encaje dentro del Periodo de Garantía.

Si las medidas cambian significativamente en comparación a las medidas originales dentro o expirado el tiempo de garantía (30 días) el remplazo se procesara como una orden nueva.

Favor de notar que cambios por aumento o perdida de peso NO SERÁN procesados sin costo adicional.

Las prendas fuera del Periodo de Garantía serán tratadas de acuerdo a casos específicos e individualmente.

Cambios en las Opciones

Si alguna opción es omitida de la orden original, Torbot Group revisará la documentación sometida y le encontrará para discutir el grado adecuado de acción para resolver el problema.

Cambios de Estilo

Si un nuevo estilo es pedido, diferente al pedido originalmente, por ejemplo, estilo de media hasta el muslo cambiado a ser cortado hasta la rodilla, Torbot Group hará todo el esfuerzo para acomodar su pedido. No se dará credito por la diferencia del costo entre los diferentes estilos.

Ajustes

Si algún ajuste es necesario dentro del Periodo de Garantía para lograr el encaje, éste será hecho sin cargo adicional.

Cualquier alteración hecha a la prenda por alguna parte que no sea hecha por Torbot Group, anulará por completo cualquier garantía.

Por favor ,provea la mayor información posible con respecto al caso, para proceder con una investigación de el problema.

Si la devolución da la prenda defetuosa en muchos casos es difícil determinar la naturaleza exacta del problema y lograr una solución efectiva.

Todas las prendas devueltas deben de estar limpias y lavadas para minimizar el potencial de infección.

Torbot Group no puede aceptar prendas que no esten limpias y dichas prendas seran destruidas inmediatamente.

Cargos por envio en prendas de devolución deben de ser pagadas por adelantado.

Torbot Group, Inc.
5030 Advantage Drive Suite 101
Toledo, Ohio 43612
Ph one 800-207-1074 or 419-724-1478
Fax 800-207-1579 or 419-724-1476



* *Velcro* is a registered trademark of *Velcro USA, Inc.*