



FICHA TECNICA

RESPIRADOR N95



El respirador N95 filtra el menos el 95% de las partículas del aire con menor esfuerzo al respirar y mayor eficiencia de filtración y posee las mismas especificaciones y propiedades de la NIOSH

Características.

Protección respiratoria contra partículas sólidas y líquidas no volátiles

Telas no tejidas.

El respirador cuenta con telas hipoalergénicas internas y externas telas preformadas que le dan firmeza y un filtro electrostático para garantizar la protección.

Sellado ultrasonido.

El respirador N95 fusiona las telas por medio de sellado ultrasonido garantizando seguridad y protección

El respirador N95 puede ser evaluado y puesto a pruebas por el grupo SGS para la verificación y cumplimiento de la calidad en los materiales y certificar su uso y exportación.



Filtro 4 capas.

filtro no tejido cargado electrostáticamente para atrapar y retener partículas hasta de 0,073 micras antes de ser inhaladas por quien lo usa asegurando una eficiente protección.

Nariguera.

Ubicada en la parte superior del respirador proporcionando un perfecto ajuste y comodidad. se amolda perfectamente a cualquier tabique.

Bandas de ajuste.

Bandas elásticas hipoalergénicas con los estándares de elongación que garantizan total ajuste y comodidad

SGS



Este producto no requiere certificación INVIMA

BENEFICIOS TAPABOCAS REUTILIZABLE

- Sin fibra de vidrio
- Tela antilíquido
- Adaptable a la nariz
- Hipor alergénico
- Liviano y lavable
- Alta respirabilidad

CÓMO PONERSE EL TAPABOCAS

Para poder garantizar una debida protección con el uso del tapabocas, es importante seguir algunas recomendaciones básicas:

- Lavarse las manos antes de usarlos.
- Revisar los desperfectos.
- Asegurarse de que la parte superior del tapabocas está del lado correcto.
- Al colocarse en la cara, ajustar con lazos o bandas.
- Toca con los dedos la nariz, para asegurar la posición correcta.
- Ajustarlo con el borde inferior a la barbilla.

BENEFICIOS TELA ANTIFLUIDO



stain GUARD®

TECNOLOGÍA ANTIFLUIDOS & ANTIMANCHAS

Innovadora tecnología que forma una barrera protectora invisible alrededor de las fibras de los tejidos evitando la absorción de líquidos y fluidos al tiempo que proporciona una protección contra manchas, salpicaduras y el polvo facilitando el cuidado de las prendas.

Norma: AATCC 22: Water Repellency



Repelencia al agua y fluidos:
Los líquidos resbalan sin ser absorbidos.



Protección contra manchas
y salpicaduras a base de
agua o aceite.



Minimiza el riesgo de
acumular agentes
contaminantes.



Fácil cuidado, resistente al
lavado y las arrugas.



Mantiene las características
y transpirabilidad de las
telas



Dermatológicamente
seguro. No tóxico. Cumple
Oekotex Standar 100.



Se garantizan 20 lavadas
sin que la tela pierda sus
propiedades iniciales.



Producto ecológico, libre de
químicos PFOA nocivos
para el medio ambiente y la
salud.

BENEFICIOS TAPABOCAS REUTILIZABLE

- Sin fibra de vidrio
- Tela antilíquido
- Adaptable a la nariz
- Hipor alergénico
- Liviano y lavable
- Alta respirabilidad

CÓMO PONERSE EL TAPABOCAS

Para poder garantizar una debida protección con el uso del tapabocas, es importante seguir algunas recomendaciones básicas:

- Lavarse las manos antes de usarlos.
- Revisar los desperfectos.
- Asegurarse de que la parte superior del tapabocas está del lado correcto.
- Al colocarse en la cara, ajustar con lazos o bandas.
- Toca con los dedos la nariz, para asegurar la posición correcta.
- Ajustarlo con el borde inferior a la barbilla.