

deSouther
MEDICAL



osteodrive™

www.de-soutter.com

MCI EMPUÑADURAS MODULARES DE MCI

El osteodrive™ de De Soutter Medical es un sistema de instrumentos modulares eléctricos versátiles para cirugía de huesos pequeños. Las empuñaduras están alimentadas por una fuente de alimentación de corriente con capacidad dual de alto rendimiento que proporciona mayor control y precisión quirúrgica.



MCI-270
*Con acoplamiento
de mini-sierra sagital*



MCI-270
*Con fresa giratoria y
palanca desmontable*



MCI-270
*Con acoplamiento
de herramienta de
inserción de alambre*

La palanca se despliega para ofrecer una colocación óptimo de los dedos



Empuñadura	Control	Código para pedidos	Velocidad	Fuente de alimentación
MCI-270	Pedal o palanca	1292004	0 - 35000 rpm	A través de un cable de 4 metros




Consulte la página 6 para obtener información sobre la consola de alimentación y pedal.
Consulte la página 7 para ver el sistema de esterilización.

MECANISMOS Y ACOPLAMIENTOS DE MCI

	Código para pedidos	Modelo	Descripción	Velocidad en rpm
ACOPLAMIENTOS DE BARRENADO				
	18490	DI-270	0,5 - 4,0 mm (5/32") con llave	0 - 1450
	19240	DI-270	En línea A.O.	0 - 1450
	19320	DI-270	Desplazamiento A.O. Canulación de 2,2 mm.	0 - 1500
BROCAS DE ALTA VELOCIDAD				
	18520	BI-270	Admite todas las fresas de 2,38 mm (3/32") Utiliza fresas de la serie R de De Soutter Medica	0 - 35000
	19360	BI-277	Fresa de baja velocidad. Utiliza fresas de la serie R de De Soutter Medica	0 - 9000
	18720		Protector de fresa estándar	
	18730		Protector de fresa largo	
	18740		Protector de fresa extra largo	
	18590	QI-270	Barrena de velocidad media según ISO 1797 Typo 1	0 - 5000
	18540	BI-278	Cortador de metal - incluye capucha contra salpicaduras Utiliza fresas de la serie R60 de De Soutter Medical	0 - 17000
	18480	EI-270	E-Drive	0 - 35000
SAGITTAL SAWS				
	18510	SI-270	Mini-sierra sagital Utiliza fresas de la serie S86 de De Soutter Medica	0 - 25000 cpm
	18460	NI-270	Sierra sagital grande Utiliza cuchillas de sierra S88 de De Soutter Medical	0 - 22000 cpm
RECIPROCATING SAW				
	18500	CI-270	Sierra reciprocante pequeña Utiliza cuchillas de sierra S83 de De Soutter Medical	0 - 14500 cpm
OSCILLATING SAW				
	18470	OI-270	Sierra oscilante Utiliza fresas de la serie S86 de De Soutter Medical	0 - 22000 cpm
WIRE DRIVERS				
	18560	WI-271	Herramienta de inserción de alambre en línea Capacidad 0,6 - 1,6 mm	0 - 1450
	18550	WI-270	Herramienta de inserción de alambre en ángulo Capacity 0,6 - 1,6 mm	0 - 1450
LEVER CONTROL				
	18710		Palanca fácilmente desmontable para empuñaduras MCI-270	

Solicite el catálogo de Stericut® para conocer la gama de cuchillas de aserrar embaladas en condiciones estériles, trépanos, fresas giratorias y alambres K.



MCU-470
*con sierra sagital
de desenganche
rápido*


MCU-470
*con acoplamiento
de barrenado de
desenganche
rápido*

Empuñadura	Código para pedidos	Velocidad	Cánula	Fuente de alimentación
MCU-470	1291994	0 - 1350 rpm	4,2 mm	A través de un cable de 4 metros

Consulte la página 6 para ver la consola de alimentación y la página 7 para ver el sistema de esterilización.



MECANISMOS Y ACOPLAMIENTOS DE MCU

	Código para pedidos	Modelo	Descripción	Velocidad en rpm	Cánula mm
ACOPLAMIENTOS DE BARRENADO					
	16670	DU-470	0,5 - 4,0 mm (5/32") Con llave	0 - 1350	4,1
	16680	DU-470	0,5 - 7,4 mm (1/4") Con llave	0 - 1350	4,2
	16690	DU-470	0,3 - 3,0 mm (1/8") Sin llave	0 - 1350	3,0
	16700	DU-470	0,3 - 7,4 mm (1/4") Sin llave	0 - 1350	4,2
ACOPLAMIENTOS DE BARRENADO DE DESENGANCHE RÁPIDO					
	16710	DU-470	A.O. Synthes/ASIF	0 - 1350	2,1
	16720	DU-470	Hudson/Zimmer	0 - 1350	4,2
	16730	DU-470	Trinkle	0 - 1350	4,2
	16740	QU-470	Barrena de velocidad media según ISO 1797 Typo 1	0 - 4500	-
FRESA DE ALTA VELOCIDAD					
	16910	BU-470	Fresa de alta velocidad - Utiliza fresas de la serie R de De Soutter Medical	0 - 27000	-
	14780		Protector de fresa estándar (suministrado de serie con 16910)		
	14810		Protector de fresa largo		
	14820		Protector de fresa extra largo		
ACOPLAMIENTOS PARA ESCARIADORAS					
	16750	RU-470	0,5 - 7,4 mm (1/4")	0 - 350	4,2
	17750	RU-471	0,5 - 7,4 mm (1/4") - No reversibles	0 - 380	4,2
	16760	RU-470	A.O. Synthes	0 - 350	4,2
	17740	RU-471	A.O. Synthes - No reversibles	0 - 380	4,2
	16770	RU-470	Hudson/Zimmer	0 - 350	4,2
	19340	RU-470	DHS/DCS	0 - 350	4,2
	17490	RU-470	Hudson	0 - 350	4,2
	17760	RU-471	Hudson - No reversibles	0 - 380	4,2
	17500	RU-470	Zimmer	0 - 350	4,2
	17770	RU-471	Zimmer - No reversibles	0 - 380	4,2
ACOPLAMIENTOS PARA SIERRAS					
	18700	SU-471	Sierra sagital con botón de desenganche (no giratoria) Utiliza fresas de la serie S86 de De Soutter Medica	0 - 22000 cpm	-
	18260	SU-472	Sierra sagital con botón de desenganche (giratoria) Utiliza fresas de la serie S86 de De Soutter Medical	0 - 22000 cpm	-
	16790	NU-470	Sierra sagital de desenganche rápido Utiliza cuchillas de sierra S88 de De Soutter Medical	0 - 20500 cpm	-
	18070	NU-471	Sierra sagital de desenganche rápido Utiliza cuchillas de sierra S88 extra grandes de De Soutter Medica	0 - 15000 cpm	-
	16800	CU-470	Sierra reciprocante pequeña Utiliza cuchillas de sierra de S92 de De Soutter Medical	0 - 8000 cpm	-
	16810	CU-471	Sierra reciprocante grande Utiliza cuchillas de sierra de S22 de De Soutter Medical	0 - 8000 cpm	-
LIMITADORES DE PAR					
	16860	TU-404	0,4 Nm	0 - 350	-
	16870	TU-408	0,8 Nm	0 - 350	-
	16880	TU-415	1,5 Nm	0 - 350	-
HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN DE ALAMBRES/AGUJAS					
	17180	WU-471	Capacidad 0,7 - 4,0 mm	0 - 1350	4,0
	16840	WU-470	Capacidad 0,6 - 1,8 mm	0 - 1350	1,8
	16850	PU-470	Capacidad 1,8 - 3,2 mm	0 - 1350	3,2
	16850				

Solicite el catálogo Stericut® para conocer la gama de cuchillas de aserrar embaladas en condiciones estériles, trépanos, fresas giratorias y alambres K.



Código para pedidos 18050

Voltaje de alimentación: 100 - 230 V AC
Frecuencia de alimentación: 50 - 60 Hz
Potencia de entrada: 300 V A, 3 A máx.

Características operativas

- Su reconocimiento avanzado de acoplamiento permite enchufar y configurar fácilmente.
- Exclusivo estado de salida de potencia de colores - encendido/apagado/en espera.
- Salida de doble enchufe.



Cable de 4 metros para la conexión de las empuñaduras en la consola de alimentación

Código para pedidos 18570

Cables para alimentación eléctrica de 3 metros de largo.

Sírvase especificar de entre las siguientes opciones

Reino Unido	Código para pedidos 8290
Europa	Código para pedidos 8300
EE.UU./Canadá	Código para pedidos 8310
Australia	Código para pedidos 8320
Nueva Zelanda	Código para pedidos 8320
Suiza	Código para pedidos 14700



PEDAL FS-270

Código para pedidos 18580

Para uso con empuñaduras MCI-270 a través de la consola de alimentación PC - 470

Características operativas

- Selección de enchufe de salida de potencia A o B
- Selección de velocidad variable
- La protección para el pie impide accionarlo accidentalmente y ofrece movilidad adicional



CONTENEDORES DE ESTERILIZACIÓN

BANDEJA DE ALAMBRE



Contenidos opcionales
para la bandeja

1 empuñadura MCI-270
1 empuñadura MCU-470
6 acoplamientos de puntas para MCI-270
9 acoplamientos de puntas para MCU-470
2 cables de conexión de empuñaduras

Contenedor de alambre
estándar e insertar bandeja

Código para pedidos 18950

Bandeja de inserción
estándar

Código para pedidos 18990

Contenidos opcionales
para la bandeja

1 empuñadura MCI-270
6 acoplamientos de puntas para MCI-270
1 cable de conexión de empuñaduras

Contenedor de alambre de
tamaño medio e insertar bandeja


Código para pedidos 19420

Bandeja de inserción de
tamaño medio

Código para pedidos 19620

CONTENEDOR DE ALAMBRE

Código para pedidos 19010
Acepta estándar bandejas



Código para pedidos 19000
Acepta la mitad del tamaño bandeja de inserción

CONTENEDOR FILTRADO ESTÉRIL

Código para pedidos 19250
Acepta estándar bandejas
Sello de la tapa -
Código para pedidos 670023



Código para pedidos 19370
Acepta la mitad del tamaño bandeja de inserción
Sello de la tapa -
Código para pedidos 669903



Papel de filtro desechable
Paquete de 100 unidades
Código para pedidos
657253



Etiqueta de seguridad,
paquete de 100
unidades
Código para pedidos
657253



Etiqueta del indicador estéril, paquete de 100 unidades - Código para pedidos 657263

REINO UNIDO (OFICINA CENTRAL INTERNACIONAL)

De Soutter Medical Limited
Halton Brook Business Park, Weston Road
Aston Clinton, Aylesbury, Bucks HP22 5WF
Tel: +44 (0) 1296 634 000
Fax: +44 (0) 1296 634 033
Email: info@de-soutter.com

ALEMANIA

De Soutter Medical Deutschland
Bahnhofstraße 4
D-66625 Nohfelden
Tel: +49 (0) 68 52-99 12 46
Fax: +49 (0) 68 52-99 12 47
Email: deutschland@de-soutter.com

AUSTRALIA

De Soutter Medical Australia Pty Ltd
2/12-14 Apollo Drive, Hallam
Victoria 3803
Tel: +61 (0) 3 9702 4441
Fax: +61 (0) 3 9702 4484
Email: australia@de-soutter.com

ITALIA

De Soutter Medical Italia
Località Fornace SNC
27022 Casorate Primo - PV
Tel: +39 (0) 2 9009 4098
Fax: +39 (0) 2 9009 2673
Email: italy@de-soutter.com

AUSTRIA

De Soutter Medical Austria
Zweigniederlassung Österreich
Dietrichsteingasse 10, A-3400 Klosterneuburg
Tel: +43 (0) 676 96 71 770
Fax: +43 (0) 2243 21 656
Email: austria@de-soutter.com

PAÍSES BAJOS

De Soutter Medical Nederland
Gelderlandhaven 2X
3433 PG Nieuwegein
Tel: +31 (0) 85 0491480
Fax: +31 (0) 85 0491489
Email: nederland@de-soutter.com

BÉLGICA

De Soutter Medical Belgium
In De Bruel 30
3620 Lanaken
Tel: +32 (0) 89/47 15 37
Fax: +32 (0) 89/70 12 19
Email: belgium@de-soutter.com

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

De Soutter Medical USA, Inc.
224 Rolling Hill Road, Suite 12A
 Mooresville, NC 28117
Tel: +1 (704) 655 9040
fax: +1 (704) 987 2035
Email: usa@de-soutter.com

FRANCIA

De Soutter Medical France
949 Avenue du Parc des Expositions
33260 La Teste de Buch
Tel: +33 (0) 5 56 54 89 36
Fax: +33 (0) 9 70 61 37 60
Email: france@de-soutter.com

deSoutter
MEDICAL

Para obtener más información sobre instrumentos motorizados y sistemas de sierra para yeso de De Soutter Medical, comuníquese con la dirección correspondiente a su región.